

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Agk Pour Wb, Elisa - Q53H12

Numéro d'article: CM0030337



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AGK humaine, adapté pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et le rat. L'AGK est une kinase lipidique mitochondriale impliquée dans la production de LPA/PA et l'import de protéines médié par le complexe TIM22. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGK Lapin pAb
Remarques/Alias	MULK; CATC5; CTRCT38; MTDPS10; AGK
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	55750
ID de gène	55750
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q53H12
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace