


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Agl (Gde) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P35573

Numéro d'article: CM0004660



Introduction

Cet Anticorps Monoclonal Lapin Anti-AGL (GDE) est validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Il réagit de manière croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat, soutenant les études sur la fonction et la localisation de l'enzyme de débranchement du glycogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGL Lapin mAb
Remarques/Alias	GDE; AGL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	178
GeneID	178
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'AGL humaine (P35573).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35573
Poids Protéique	175kDa
Expédition	Sac de glace