

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Agmat Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bse5

Numéro d'article: CM0007102

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'AGMAT humaine, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris, le rat. Détecte la guanidinoacide hydrolase mitochondriale, ~38 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGMAT mAb de lapin
Remarques/Alias	AGMAT
Espèce	Humain
Identifiant de gène	79814
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-352 de l'AGMAT humaine (NP_079034.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BSE5
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sachet de glace