

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Agmat Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bse5

Numéro d'article: CM0013145

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-AGMAT validé pour les applications WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour les espèces humaine et ratine. Reconnaît l'AGMAT endogène (hydrolase d'acide guanidino), une enzyme mitochondriale de 38 kDa impliquée dans le métabolisme de l'arginine et la détoxification cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGMAT Lapin pAb
Remarques/Alias	AGMAT
Espèce	Humain
ID de gène	79814
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 1-352 de l'AGMAT humaine (NP_079034.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9BSE5
Poids moléculaire	38kDa
Expédition	Sac de glace