

## Anticorps Polyclonal Anti-Ago1 Pour Wb, Elisa - Q9UI18

Numéro d'article: CM0024837



### Introduction

AGO1 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal de lapin élevé contre la région N-terminale de l'AGO1 humain. Validé en WB et ELISA, il détecte l'AGO1 dans des échantillons humains, de souris et de rat, ce qui le rend adapté aux études sur la voie de l'ARNi.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | AGO1 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | Q99; EIF2C; hAgo1; EIF2C1; GERP95; NEDLBAS; AGO1                                                                            |
| Espèce             | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)    | 26523                                                                                                                       |
| GeneID             | 26523                                                                                                                       |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 de l'AGO1 humain (NP_036331.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                       |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS              | Q9UL18                                                                                                                      |
| Poids Protéique    | 97kDa                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                |