

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Agpat1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q99943

Numéro d'article: CM0028859

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AGPAT1 validé pour WB, IP et ELISA. Il détecte l'AGPAT1 humain, de souris et de rat, une acyltransférase clé de la biosynthèse des phospholipides. Adapté aux études sur le métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGPAT1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	G15; LPAATA; LPLAT1; 1-AGPAT1; LPAAT-alpha; AGPAT1
Espèce	Humain
GenelD	10554
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 204-283 de l'AGPAT1 humain (NP_006402.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99943
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace