

Anticorps Polyclonal Anti-Agpat2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15120

Numéro d'article: CM0030364

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AGPAT2 humaine (1-acylglycérol-3-phosphate O-acyltransférase bêta), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris.

Convient pour la recherche sur le métabolisme des lipides et la lipodystrophie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AGPAT2 Lapin pAb
Remarques/Alias	BSCL; BSCL1; LPAAB; LPLAT2; 1-AGPAT2; LPAAT-beta; AGPAT2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10555
GeneID	10555
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 199-278 de l'AGPAT2 humaine (NP_006403.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15120
Poids moléculaire	31kDa
Expédition	Sac réfrigérant