

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Agpat4 Pour Wb, Elisa - Q9Nrz5

Numéro d'article: CM0021319

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AGPAT4 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte l'AGPAT4 de souris. Adapté aux études sur la biosynthèse des phospholipides, l'activité acyltransférase de l'acide lysophosphatidique et la recherche sur le métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AGPAT4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LPAAT4; LPLAT4; 1-AGPAT4; dJ473J16.2; LPAAT-delta; AGPAT4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	56895
GeneID	56895
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 270 et 378 de l'AGPAT4 humain (NP_064518.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9NRZ5
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace