

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Agps Pour Wb, If/Icc, Elisa - 000116

Numéro d'article: CM0017742

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AGPS humain, adapté au Western blot, à l'immunofluorescence et à l'ELISA. Réagit également avec la souris. Pour la recherche sur la biosynthèse des lipides éthérés peroxysomaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGPS pAb de lapin
Remarques/alias	ADAS, ADPS, RCDP3, ADAP-S, ADHAPS, ALDHPSY, AGPS
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	8540
ID du gène	8540
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 379-658 de l'AGPS humaine (NP_003650.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	000116
Poids moléculaire de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac réfrigérant