

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Agr2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O95994

Numéro d'article: CM0003754



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-AGR2 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte l'AGR2 humain et murin, un proto-oncogène impliqué dans la sécrétion de mucus et l'adhésion cellulaire. Idéal pour la recherche sur le cancer et les voies de sécrétion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-AGR2
Remarques/Alias	AG2; AG-2; HPC8; GOB-4; HAG-2; RIFTD; XAG-2; PDIA17; HEL-S-116; AGR2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10551
GenelD	10551
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'AGR2 humain (O95994).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O95994
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace