

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Agrine Pour Wb, If/Icc, Elisa - O00468

Numéro d'article: CM0023168



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Agrine humaine, validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Détecte l'Agrine humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les JNM, le cartilage et les synapses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGRN Rabbit pAb
Remarques / Alias	CMS8; AGRIN; CMSPPD; AGRN
Espèce	Humain
GeneID (humain)	375790
GeneID	375790
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 350 de l'AGRN humain (NP_940978.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00468
Poids de la protéine	217 kDa
Expédition	Sac de glace