

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Agtr2 Pour Wb, Elisa - P50052

Numéro d'article: CM0011544



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-AGTR2 (WB, ELISA) produit contre un peptide synthétique dérivé de l'AGTR2 humain. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Pour la recherche sur le récepteur de l'angiotensine II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGTR2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	AT2; ATGR2; MRX88; AGTR2
Espèce	Humain
ID du gène	186
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 264 et 363 de l'AGTR2 humain (P50052).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50052
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace