

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Agtr2 Pour Wb Et Elisa - P50052

Numéro d'article: CM0021179



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'AGTR2 humain (récepteur de type 2 de l'angiotensine II). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour la recherche sur la vasoconstriction, l'inhibition de la prolifération cellulaire et la signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | AGTR2 Rabbit pAb                                                                                                                                 |
| Remarques/Alias                  | AT2, ATGR2, MRX88, AGTR2                                                                                                                         |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                           |
| Identifiant du gène (Humain)     | 186                                                                                                                                              |
| Identifiant du gène              | 186                                                                                                                                              |
| Immunogène                       | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 150-250 de l'AGTR2 humain (NP_000677.2) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                            |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                                            |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                                        |
| Réactivité croisée               | Humain                                                                                                                                           |
| SWISS                            | P50052                                                                                                                                           |
| Poids moléculaire de la protéine | 41kDa                                                                                                                                            |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                     |