

Anticorps Polyclonal Anti-Agtrap Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Rw13

Numéro d'article: CM0016489

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AGTRAP validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la protéine associée au récepteur de l'angiotensine II de type 1 de 17 kDa, un régulateur négatif de la signalisation de l'angiotensine II. Idéal pour la recherche sur les maladies cardiovasculaires et rénales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGTRAP Rabbit pAb
Remarques / Alias	ATRAP; AGTRAP
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	57085
GeneID	57085
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 93-152 de l'AGTRAP humain (NP_065083.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q6RW13
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sachet de glace