

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Agxt Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P21549

Numéro d'article: CM0025359



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AGXT humain (alanine--glyoxylate aminotransférase), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Cible une protéine peroxysomale de 43kDa impliquée dans la détoxification du glyoxylate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGXT Lapin pAb
Remarques/Alias	AGT; PH1; SPT; AGT1; SPAT; TLH6; AGXT1; Ser-PyrAT; AGXT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	189
GeneID	189
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P21549
Poids moléculaire	43kDa
Expédition	Sac de glace