


Anticorps Monoclonal Anti-Aha1 Pour Wb, Elisa - 095433

Numéro d'article: CM0008673



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'AHA1/p38 humain (activateur de l'ATPase HSP90). Validé pour le Western blot et l'ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour les études sur les chaperons et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin AHA1
Remarques/Alias	p38, AHA1, hAha1, C14orf3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10598
ID du gène	10598
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 239-338 de l'AHA1 humain (095433).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095433
Poids moléculaire de la protéine	38kDa
Expédition	Glacière