


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ahcy Pour Wb, If/Icc, Elisa - P23526

Numéro d'article: CM0029359



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin AHCY (SAHH) validé pour WB, IF/ICC, ELISA contre humain, souris, rat. Cible l'adénosylhomocystéinase, 48 kDa, essentiel pour les études sur le métabolisme à un carbone.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AHCY Lapin pAb
Remarques/Alias	SAHH; adoHcyase; AHCY
Espèce	Humain
GenelD (humain)	191
GenelD	191
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 253-432 de l'AHCY humaine (NP_000678.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23526
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace