


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ahcy1 Pour Wb, Elisa - O43865

Numéro d'article: CM0030441



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AHCYL1 (IRBIT) pour Western blot et ELISA. Détecte la protéine 1 similaire à l'adénosylhomocystéine hydrolase humaine, murine et de rat, impliquée dans la signalisation calcique, la sécrétion liquidienne et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AHCYL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DCAL; IRBIT; PPP1R78; PRO0233; XPVKONA; AHCYL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10768
GeneID	10768
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-260 de l'AHCYL1 humain (NP_006612.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43865
Poids de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace