

Anticorps Polyclonal Anti-Ahr Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35869

Numéro d'article: CM0014386



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur des hydrocarbures aromatiques humain (AHR). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les échantillons humains, murins et de rat. Utile pour les études sur le métabolisme des xénobiotiques, l'immunité et les rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AHR Rabbit pAb
Remarques/alias	RP85 ; bHLHe76 ; AHR
Espèce	Humain
GeneID (humain)	196
GeneID	196
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P35869
Poids moléculaire	96 kDa
Expédition	Sac de glace