

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ahr Pour Wb Et Elisa - P30561

Numéro d'article: CM0029345



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AHR testé pour le transfert Western et l'ELISA. Reconnaît l'AHR de souris, un facteur de transcription activé par ligand impliqué dans le métabolisme des xénobiotiques, l'immunité et les rythmes circadiens. Idéal pour la recherche sur le cancer et la toxicologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin AHR
Remarques/Alias	Ah ; In ; Ahh ; Ahre ; bHLHe76
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	196
GeneID	11622
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 706-805 de l'AHR de souris (NP_038492.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P30561
Poids protéique	95 kDa
Expédition	Sac de glace