

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ahr Polymab® Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35869

Numéro d'article: CM0007128



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le récepteur d'hydrocarbures aromatiques humain (AHR, bHLHe76). Convient pour le WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Idéal pour les études sur la réponse aux xénobiotiques, le rythme circadien et le cancer. Reconnaît une protéine de 96 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AHR Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	RP85 ; bHLHe76
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	196
Identifiant du gène	196
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 619-848 de l'AHR Rabbit PolymAb® humain (NP_001612.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P35869
Poids moléculaire de la protéine	96kDa
Expédition	Sac de glace