

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ahsp Pour Wb, Elisa - Q9Nzd4

Numéro d'article: CM0026855



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AHSP humain, validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'érythropoïèse, la stabilité de l'hémoglobine et la bêta-thalassémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-AHSP de lapin
Remarques / Alias	EDRF ; ERAF ; AHSP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51327
GeneID	51327
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 102 de l'AHSP humain (NP_057717.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NZD4
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace