


Anticorps Polyclonal Anti-Aif Pour Wb, If, Ihc, Elisa - 095831

Numéro d'article: CM0016592



Introduction

Cet anticorps polyclonal anti-AIF (095831) est validé pour WB, IF, IHC, ELISA. Il réagit avec l'AIF humain, de souris et de rat. Il est adapté aux études sur l'apoptose et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AIF Rabbit pAb
Remarques / Alias	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMS; PDCD8; COXPD6; SEMDHL
Espèce	Humain
GeneID	9131
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 334-613 de l'AIF humain (NP_004199.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095831
Poids de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace