


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Aif Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 095831

Numéro d'article: CM0003665



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-AIF validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît l'AIF humain, souris et rat (facteur 1 inducteur de l'apoptose, mitochondrial). Idéal pour la recherche sur l'apoptose et le métabolisme mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AIF Rabbit mAb
Remarques / Alias	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	9131
Identifiant de gène	9131
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 450-550 de l'AIF humain (095831).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95831
Poids de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace