


Anticorps Monoclonal Anti-Aif1/Iba1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P55008

Numéro d'article: CM0007675



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'AIF1/IBA1 humain (SWISS P55008). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'activation des macrophages, la liaison à l'actine et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AIF1/IBA1 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	199
GeneID	199
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-147 de l'AIF1/IBA1 humain (NP_001614.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55008
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace