

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Aif1/Iba1 Pour Wb, If, Ihc-P, Elisa - O70200

Numéro d'article: CM0012210



Introduction

Anticorps monoclonal de souris dirigé contre AIF1/IBA1 (AIF-1, Iba1) pour WB, IF, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, de souris et de rat. Détecte une protéine d'environ 17 kDa impliquée dans la liaison à l'actine et la fonction des macrophages. Idéal pour la recherche en inflammation et en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AIF1/IBA1 Mouse mAb
Remarques/Alias	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	199
ID du gène	11629
Immunogène	Protéine recombinante d'AIF1/IBA1 de souris.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O70200
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace