


Anticorps Polyclonal Anti-Aif1/Iba1 Pour Wb, If-P, Elisa - P55008

Numéro d'article: CM0016597



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AIF1/IBA1 humain, validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'activation des macrophages et l'inflammation vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AIF1/IBA1 pAb de lapin
Remarques/Alias	IBA1 ; IRT1 ; AIF-1 ; IRT-1 ; AIF1/IBA1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	199
ID du gène	199
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-147 de l'AIF1/IBA1 humain (NP_001614.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55008
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace