

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Aifm2/Fsp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brq8

Numéro d'article: CM0006512



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-AIFM2/FSP1 validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la protéine suppresseur de la ferroptose 1 (FSP1), un inhibiteur clé de la ferroptose. Poids moléculaire : 41 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AIFM2/FSP1 mAb de lapin
Remarques/Alias	AMID ; FSP1 ; PRG3 ; AIFM2/FSP1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84883
GeneID	84883
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-371 de l'AIFM2/FSP1 humain (NP_116186.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9BRQ8
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace