

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aifm2/Fsp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brq8

Numéro d'article: CM0016848



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'AIFM2/FSP1 humaine (protéine suppresseur de la ferroptose 1), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la ferroptose et la biologie redox.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AIFM2/FSP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	AMID; FSP1; PRG3; AIFM2/FSP1
Espèce	Humain
GeneID	84883
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-371 de l'AIFM2/FSP1/AMID/AMID humaine (NP_116186.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BRQ8
Poids moléculaire	41kDa
Expédition	Sac de glace