

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aim2 Pour Wb, Elisa - Q91Vj1

Numéro d'article: CM0023590



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-Aim2 validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'Aim2 de souris et présente une réactivité croisée avec le rat. Convient pour l'étude de l'activation de l'inflammasome, de la réponse aux dommages à l'ADN et des mécanismes de suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Aim2 pAb de Lapin
Remarques/Alias	Gm1313 ; Ifi210 ; Aim2
Espèce	Souris
Identifiant du gène	383619
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50-150 de l'Aim2 de souris (NP_001013801.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q91VJ1
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace