


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aim2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14862

Numéro d'article: CM0025816



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'AIM2 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte l'AIM2 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammasome et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | AIM2 Lapin pAb                                                                                                                                |
| Remarques/Alias      | PYHIN4; AIM2                                                                                                                                  |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                        |
| GeneID (humain)      | 9447                                                                                                                                          |
| GeneID               | 9447                                                                                                                                          |
| Immunogène           | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 130-337 de l'AIM2 humain (NP_004824.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                         |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                             |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                           |
| SWISS                | O14862                                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 39kDa                                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                  |