


Anticorps Polyclonal Anti-Aimp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q12904

Numéro d'article: CM0027083



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AIMP1 humain, adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte l'AIMP1 humain, de souris et de rat. Idéal pour les études sur l'angiogenèse, l'inflammation et la biologie des ARNt synthétases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AIMP1 pAb de lapin
Remarques / Alias	p43; HLD3; EMAP2; SCYE1; EMAPII; AIMP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9255
ID du gène	9255
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-180 de l'AIMP1 humain (NP_001135888.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12904
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace