

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aip Pour Wb Et Elisa - 000170

Numéro d'article: CM0017277



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AIP humain (ARA9/XAP2), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'AHR et de la régulation de la protéine X du VHB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AIP pAb de lapin
Remarques/Alias	ARA9, XAP2, PITA1, XAP-2, FKBP16, FKBP37, SMTPHN, AIP
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	9049
ID du gène	9049
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 330 de l'AIP humain (NP_003968.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O00170
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac réfrigérant