

Anticorps Polyclonal Anti-Aipl1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzn9

Numéro d'article: CM0029660



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine AIPL1 (aryl-hydrocarbon-interacting protein-like 1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche en vision et les études sur l'amaurose congénitale de Leber.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AIPL1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LCA4; AIPL2; AIPL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23746
GeneID	23746
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-384 de l'AIPL1 humaine (NP_055151.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NZN9
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace