


Anticorps Polyclonal Anti-Aire Pour Wb, If/Icc, Elisa - 043918

Numéro d'article: CM0020375



Introduction

Anticorps polyclonal AIRE de lapin validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur humain, souris, rat. Cible le régulateur auto-immun (protéine APECED) impliqué dans l'auto-tolérance thymique. SWISS : 043918.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	AIRE Lapin pAb
Remarques/Alias	AP51; APSI; PGA1; AIRE1; APECED; AIRE
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	326
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 30-130 de l'AIRE humain (NP_000374.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	043918
Poids Protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace