

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ajuba (Validé Kd) Pour Wb, Ip, Elisa - Q96If1

Numéro d'article: CM0006429

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre l'Ajuba humaine (JUB), validé KD pour WB, IP et ELISA. Détecte l'Ajuba humaine et de rat (57 kDa). Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la dynamique du cytosquelette et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KD] Ajuba mAb Lapin
Remarques/Alias	JUB; [Validé KD] Ajuba
Espèce	Humain
GeneID	84962
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 201-290 de l'Ajuba humaine (NP_116265.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q96IF1
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace