


Anticorps Polyclonal Anti-Ak1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00568

Numéro d'article: CM0013632



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AK1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain et la souris. AK1 est une adénylate kinase cytoplasmique impliquée dans l'homéostasie énergétique et le métabolisme des nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb AK1 de lapin
Remarques/Alias	HTL-S-58j ; AK1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	203
GenelD	203
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-194 de l'AK1 humaine (NP_000467.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P00568
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace