


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ak1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P00568

Numéro d'article: CM0014544



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'adénylate kinase 1 humaine (AK1). Adapté pour WB, IHC-P, ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'homéostasie énergétique cellulaire et le métabolisme des nucléotides adényliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AK1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HTL-S-58j; AK1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	203
GeneID	203
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-194 de l'AK1 humaine (NP_000467.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00568
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace