

Anticorps Polyclonal Anti-Ak2 Pour Wb Et Elisa - P54819

Numéro d'article: CM0026304



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AK2 humain, validé pour WB et ELISA. Utile pour la recherche sur l'homéostasie énergétique mitochondriale, le métabolisme des nucléotides et l'hématopoïèse. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AK2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ADK2 ; AK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	204
GeneID	204
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-232 de l'AK2 humain (NP_001616.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P54819
Poids protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace