


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ak3 Pour Wb, Elisa - Q9Uij7

Numéro d'article: CM0029827



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'AK3 humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'adénylate kinase mitochondriale et aux études métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AK3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AK6; FIX; AK3L1; AKL3L; AKL3L1; AK3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50808
GeneID	50808
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 227 de l'AK3 humaine (NP_057366.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UIJ7
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sachet de glace