

Anticorps Polyclonal Anti-Ak7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96M32

Numéro d'article: CM0015163

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AK7 humain (Adénylate kinase 7) pour WB, IF/ICC, ELISA. Validé sur humain, souris et rat. Utile pour l'étude de la fonction ciliaire et du métabolisme des nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AK7 Lapin pAb
Remarques/Alias	AK 7; FAP75; CFAP75; SPGF27; AK7
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	122481
ID de Gène	122481
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96M32
Poids Protéique	83kDa
Expédition	Sac de glace