

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Akap14 (Akap28) Pour Wb, Elisa - Q86Un6

Numéro d'article: CM0003729

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'AKAP14 humaine (AKAP28, PRKA14). Validé pour WB et ELISA, adapté aux études sur l'ancrage de la PKA et la fonction ciliaire. Réagit avec l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKAP14 Rabbit mAb
Remarques / Alias	AKAP28, PRKA14, AKAP14
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	158798
GenelD	158798
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 70-150 de l'AKAP14 humaine (Q86UN6)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86UN6
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace