

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Akap4 Pour Wb, If-P, Elisa - Q5Jqc9

Numéro d'article: CM0014955

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AKAP4 humain (protéine d'ancrage de la kinase A 4). Validé pour WB, IF-P et ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Détecte une protéine de la gaine fibreuse des spermatozoïdes, spécifique des testicules, d'environ 94 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKAP4 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	HI ; p82 ; CT99 ; FSC1 ; PRKA4 ; AKAP-4 ; AKAP82 ; AKAP 82 ; hAKAP82 ; AKAP4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8852
GeneID	8852
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 189-340 de l'AKAP4 humaine (NP_003877.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q5JQC9
Poids moléculaire	94 kDa
Expédition	Sac réfrigérant