


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Akap5 Pour Wb, Elisa - P24588

Numéro d'article: CM0014055



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AKAP5 de haute qualité validé pour Western blot et ELISA. Il reconnaît l'AKAP5 humain et de souris, une protéine d'échafaudage dans la signalisation par l'AMPc et la plasticité synaptique. Idéal pour la recherche en neuroscience.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKAP5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	H21; AKAP75; AKAP79; AKAP5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9495
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de l'AKAP5 humain (NP_004848.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P24588
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac à glace