

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Akap7 Pour Wb, Elisa - O43687 / Q9P0M2

Numéro d'article: CM0014882

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'AKAP7 humain (protéine d'ancrage de la kinase A), adapté pour les applications de Western blot et ELISA. Détecte les orthologues de souris et de rat, aidant ainsi les études sur la signalisation médiée par PKA. - O43687 / Q9P0M2

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AKAP7 Lapin pAb
Remarques/Alias	AKAP15, AKAP18, AKAP7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9465
GeneID	9465
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-81 de l'AKAP7 humaine (NP_004833.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	O43687/Q9P0M2
Poids Protéique	8kDa/11kDa/39kDa
Expédition	Sac de glace