

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Akap8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43823

Numéro d'article: CM0031066

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AKAP8 humaine (AKAP95) validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la condensation de la chromatine, la régulation du cycle cellulaire et la signalisation PKA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKAP8 Lapin pAb
Remarques/Alias	AKAP-8; AKAP95; AKAP 95; AKAP-95; AKAP8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10270
GeneID	10270
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 480-692 de l'AKAP8 humaine (NP_005849.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O43823
Poids moléculaire	76kDa
Expédition	Sac de glace