

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Akap8 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43823

Numéro d'article: CM0021837

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AKAP8 humain (AKAP95). Adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Idéal pour la recherche sur la condensation de la chromatine et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKAP8 pAb de lapin
Remarques/Alias	AKAP-8 ; AKAP95 ; AKAP 95 ; AKAP-95 ; AKAP8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10270
GeneID	10270
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 592 et 692 de l'AKAP8 humain (NP_005849.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O43823
Poids protéique	76 kDa
Expédition	Sac de glace