

Anticorps Polyclonal Anti-Akr1A1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14550

Numéro d'article: CM0017040



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AKR1A1 humain, validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la détoxification des aldéhydes et le métabolisme des médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKR1A1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ALR, ARM, DD3, ALDR1, HEL-S-6, AKR1A1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10327
Identifiant du gène	10327
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-325 de l'AKR1A1 humain (NP_006057.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14550
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace