

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Akr1A1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P14550

Numéro d'article: CM0014400



Introduction

Anticorps polyclonal humain AKR1A1 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte l'aldose-cétose réductase impliquée dans la détoxification et la réduction des carbonyle. Réagit avec l'humain, la souris, le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKR1A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ALR ; ARM ; DD3 ; ALDR1 ; HEL-S-6 ; AKR1A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10327
GeneID	10327
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-325 de l'AKR1A1 humain (NP_006057.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14550
Poids protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace