

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Akr1A1 [Validé Ko] Pour Wb Et Elisa - P14550

Numéro d'article: CM0024241



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AKR1A1 humain, validé pour WB et ELISA, réactif croisé avec la souris et le rat. Convient à l'étude de la fonction de l'aldo-cétoréductase, de la détoxification et de la régulation de la S-nitrosylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] AKR1A1 pAb Lapin
Remarques/Alias	ALR; ARM; DD3; ALDR1; HEL-S-6; A1
Espèce	Humain
ID de Gène	10327
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-325 de l'AKR1A1 humaine (NP_006057.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14550
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace